




Ayak izi şablonu

Hasta İsmi:

Tarih: ___ / ___ / 20 ___

Hastane:

Ölçekli olmadan ayak izi göndermeyin lütfen



Ayak ölçü formu ile birlikte gerekli

Ayak eldiveni için 'ayak eldiven' ölçü formunu kullanın

İşaretleme için kalemı dik tutunuz ve dikkatlice işaretleiniz



El izi şablonu

Hasta İsmi:

Tarih: ___ / ___ / 20 ___

Hastane:

Ölçekli olmadan el izi göndermeyin lütfen



✓ Doğru



Bileği ortalayın ve düz yerleştirin

✗ Yanlış



- Bileği düz tutun bilek kıvrımından işaretleyin.
- Parmakları ve başparmağı birbirinden ayırın.
- Parmak aralarını açıkça işaretleyin.
- Parmak arası boşluklarını doğru işaretlemek için tükenmez kalem içi kullanın.
- Kalem kağıda dik tutun. (açı yapmadan)

Eldiven açık uçlu ise ; şablon üzerinde istenilen parmak sonunu işaretleyiniz (şekildeki gibi).

